

# IsoMet™ 1000

Прецизионный отрезной станок



# IsoMet™ 1000 Прецизионный отрезной станок

Прецизионный отрезной станок IsoMet™1000 разработан для резки с высокой скоростью и минимальной деформацией широкого спектра материалов. Большой выбор зажимных приспособлений позволяет работать с образцами различной формы. IsoMet1000 – современный лабораторный отрезной станок в полностью закрытом исполнении для высокоточной резки практически любого типа материалов - хрупких и пластичных, композитов, металлокерамики, слоистых образцов, пластиков, электронных компонентов, биоматериалов.



## Алмазный отрезной диск

- Диаметр диск 102 - 178 мм
- тип HC, LC и CBN

## Гравитационная подача

- Нагружение с помощью скользящих грузов
- Воспроизводимые результаты

## Быстрое позиционирование

- Регулируемая длина реза
- Позиционирование после фиксации в зажиме

## Простое управление

- Мембранная панель управления
- ЖК индикаторы позволяют быстро производить настройку

## Универсальные зажимы

- Вращающийся зажим для уменьшения площади контакта и нагрева образца
- Зажим для бруска для правки
- Зажимы для образцов неправильной формы

## Рычаг для образца

- Установка различного типа зажимов
- Автоматическая остановка на заданной высоте

## Закрытая камера реза

- Прозрачная крышка для защиты оператора
- Отрезной столик для крупных образцов (опция)

## Система правки

- Ручная подача бруска для правки
- Позволяет производить правку в процессе цикла резки

## Система охлаждения

- Легко промывать и менять охлаждающую жидкость
- Удобно извлекать отрезанные образцы

## Основные преимущества

- Большой выбор зажимных приспособлений гарантирует надежную фиксацию образца
- Гравитационный способ подачи обеспечивает минимальную деформацию образца и воспроизводимые условия резки
- По прохождении заданной длины резка останавливается автоматически
- Применение вращающегося зажима снижает нагрев образца
- Накладной столик дает возможность ручной резки крупных образцов
- Выдвижной поодон для охлаждающей жидкости позволяет легко извлекать отрезанные образцы и промывать станок
- Устройство для правки отрезного диска в процессе цикла резки
- Отрезные диски диаметром 102, 127, 152 и 178 мм.



11-2181 Вращающийся зажим для образцов, плохо поддающийся резке



11-2484 Зажим для фиксации образцов на предметных стеклах



11-2482 Зажим для продольной резки болтов и т.п. крепежных изделий



11-2182 Столик для резки печатных плат и других образцов большого размера



Рычаг для разновесов и микрометр удобно расположены снаружи станка

#### Технические характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц, 1 фаза
Вес	25 кг
Габаритные размеры	394x533x305 мм
Мощность двигателя	90 Вт
Уровень шума	70 дБ без нагрузки
Диаметр диска и посадочного отверстия	диаметр до 178 мм, посадочное отверстие 12,7 мм
Скорость вращения диска	регулируемая, в диапазоне 100-975 об/мин

### IsoMet 1000

- Простой в управлении, гравитационная подача, мембранная клавиатура
- Вращающийся зажим для крупных образцов
- Отрезной столик (опция)
- Мощность двигателя 90 Вт
- Скорость вращения диска 100-975 об/мин

(Включая отрезной диск 152 мм, комплект разновесов, брусок для правки, бутылку с охлаждающей жидкостью, фланцы и следующие зажимы: одинарный седловидный, для прутков и труб, для образцов неправильной формы и для тонких пластин.



Одинарный седловидный зажим 11-1187



Зажим для прутков и труб 11-1184



Зажим для тонких пластин 11-1186



Зажим для образцов неправильной формы 11-1185



Вес: около 25 кг

Артикул	Электропитание
11-2180	220 В, 50 Гц

## IsoMet™ 1000 Accessories

### Двойной седловидный зажим

Для фиксации образцов диаметром до 22 мм с двух сторон от диска.



11-1183

### Накладной столик

Трансформирует IsoMet1000 в пилу циркулярного типа.



11-2182

### Вращающийся зажим

Поворачивает образец, увеличивает глубину реза



11-2181

### Зажим для залитых образцов


Алюминиевый зажим для фиксации образцов диаметром 25-32 мм



11-1189

### Зажим для предметных стекол

Размер стекол 27x46 мм, 1x2", 1x3"



11-2484

### Вакуумный зажим

Для фиксации образцов, наклеяных на предметные стекла



11-1188 27x46 мм

### Алюминиевые фланцы



11-1191	44 мм
11-1192	35 мм
11-2678	50 мм
11-2679	64 мм
11-2282	76 мм
11-2283	102 мм
11-2284	127 мм

## Прецизионные отрезные диски для станков серии IsoMet™, посадочное отверстие 12, 7 мм, 1 шт

Рекомендуемое применение	102 мм	127 мм	152 мм	178 мм	203 мм	Брусок для правки*
IsoMet 30HC - Полимеры, резина		11-4239 0,76 мм		11-4241 0,76 мм	11-4242 <sup>SO</sup> 0,9 мм	Диск не подлежит правке
IsoMet 20HC - Агрессивная резка металлов		11-4215 0,5 мм		11-4237 0,6 мм	11-4238 0,9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 15HC - композиты с металлической матрицей, печатные платы, кости, титана, газотермические покрытия	11-4244 0,3 мм	11-4245 0,4 мм	11-4246 0,5 мм	11-4247 0,6 мм	11-4248 0,9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 20LC - твердые пластичные материалы, структурная керамика		11-4225 0,5 мм		11-4227 0,6 мм	11-4228 0,9 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 15LC - твердые хрупкие материалы, стекло, бетон, Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Zr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11-4254 0,3 мм	11-4255 0,4 мм	11-4276 0,5 мм	11-4277 0,6 мм	11-4279 1,1 мм	11-1190 11-2490
IsoMet 10LC - керамика от мягкой до средней твердости, стекловолоконные композиты		11-4285 0,4 мм		11-4287 0,5 мм	11-4288 <sup>SO</sup> 1,1 мм	11-1290 <sup>SO</sup>
IsoMet 5LC - мягкая, хрупкая керамика, композиты с упрочнением, углеродные композиты, CaF <sub>2</sub> , MgF <sub>2</sub>		11-4295 0,4 мм				11-1290 <sup>SO</sup>
IsoCut™ CBN LC - сплавы на основе Fe, Co, Ni и суперсплавы	11-4264 0,3 мм	11-4265 0,4 мм	11-4266 0,5 мм	11-4267 0,6 мм	11-4268 0,9 мм	11-1190 11-2490
IsoCut CBN HC - сплавы на основе Fe, Co, Ni и суперсплавы	11-5264 0,3 мм	11-5265 0,4 мм	11-5266 0,5 мм	11-5267 0,6 мм	11-5268 0,9 мм	11-1190 11-2490

SO - Артикул может иметь ограничения по минимальной сумме заказа и более длительный срок поставки.

\* - Каждый диск поставляется с бруском для правки.

Посетите сайт [www.buehler.ru](http://www.buehler.ru). Производитель постоянно совершенствует линейку продукции. В связи с этим техническая спецификация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Sectioning  
AbrasiMet • AbrasiMatic • IsoMet

Mounting  
SimpliMet

Grinding & Polishing  
EcoMet • AutoMet • MetaServ

Imaging & Analysis  
OmniMet

Hardness Testing  
Wilson®

**BUEHLER**  
An ITW Company



**BUEHLER Worldwide Headquarters**  
41 Waukegan Road  
Lake Bluff, Illinois 60044-1699 USA  
P: (847) 295-6500  
[www.buehler.com](http://www.buehler.com) | [info@buehler.com](mailto:info@buehler.com)

**BUEHLER Germany**  
[info.eu@buehler.com](mailto:info.eu@buehler.com)

**ООО "ТОКИО БОЭКИ (РУС)"**  
127055, Россия, г.Москва, ул.Новолесная, д.2  
тел.: +7(495)2234000 факс: +7(495)2234001  
<http://www.tokyo-boeki.ru>  
e-mail: [main@tokyo-boeki.ru](mailto:main@tokyo-boeki.ru)